

PISTOLA DE BIOPSIA MISSION

CÓDIGO: 1810MSK

MARCA:BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Pistola desechable semiautomática con sistema coaxial compatible y gatillo deslizable para la obtención de biopsias de tejidos blandos, como hígado, riñón, próstata, bazo, ganglios linfáticos y diversos tumores de tejidos blandos.

Características

- La aguja centimetrada con realce ecográfico.
- Presenta una punta tricóncava ecogénica, que permite obtener muestras consistentes y menos fragmentadas, además de ofrecer excelente visibilidad al posicionarla bajo guía de ultrasonido.
- Presenta dos estiletes, uno biselado y otro en punta roma.
- Tamaño de la muestra: 19 mm.
- El disparador automático permite confirmación visual de la localización de la muesca de la muestra.
- El Kit de Aguja Misión está compuesto por:
 - Instrumento de biopsia desechable Mission
 - Coaxial compatible.
 - Adaptador de 10 mm.
 - Estilete punta trocar.
 - Estilete punta roma.
 - Tope de profundidad.
- Medidas disponibles:
 - 1810MSK: Aguja 18 G. Longitud: 10 cm.
- Instrumento compacto ligero con sujetadores ergonómicos únicos que permiten utilizar el dispositivo de múltiples formas, según la preferencia del médico, diseñado, además con superficie texturizada para un firme y controlada sujeción.
- Émbolo se utiliza para activar y avanzar la muesca de la muestra y disparar la cánula de corte.
- Está diseñada para ser usada con ultrasonido y TC

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.



Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.