

MANGA COMPRESIVA MANO-AXILA CLASE II



CÓDIGO: XZ9504-2030

MARCA HUNAN XIANGZI MEDICAL DEVICES TECHNOLOGY CO. LTD
PROCEDENCIA: CHINA

Manga compresiva de tejido circular para el tratamiento y prevención del linfedema.

Características

- Manga de compresión CG con bandas de silicona para la fijación en brazo, evitando deslizamiento
- Presión graduada de 20-30 mmHg
- Cómodo: material suave y tecnología única de tejido sin costuras, con manguito de presión con alta elasticidad, para que los pacientes puedan mover libremente las articulaciones, sin sensación de estrechamiento, para proporcionar a los pacientes una comodidad perfecta.
- Transpirable: Tejido elástico transpirable y el tejido y la estructura de malla únicos hacen que el manguito de presión tenga buena permeabilidad al aire y ayudan a la piel a respirar.
- Fiable: gradiente de presión uniforme, preciso, científico y fiable, así como una buena estructura que puede estimular la circulación sanguínea, la prevención y control efectiva del linfedema moderado a grave.
- Color: Marfil.

Componentes

- 70% nylon
- 30% spandex

Medidas disponibles

- XZ9504-2030-S: talla S
- XZ9504-2030-M: talla M
- XZ9504-2030-L: talla L
- XZ9504-2030-XL: talla XL
- XZ9504-2030-XX: talla XXL



Certificaciones

- ISO 13485
- CE

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado en una caja individual con su identificación y características.