

TUBO DE ALIMENTACIÓN ZKSK

CÓDIGO: EX-30-BE/ EX-60-BE

MARCA: ZKSK.

PROCEDENCIA: CHINA

Juego de alimentación con sistema ENFIT incorporado, transparente de PVC está destinado para alimentación continua a través de botones gástricos recto o en ángulo de 90° de 30 y 60 cm.

Características

- Compatibilidad con otros sistemas de botones de gastrostomía.
- Juegos de alimentación con sistema de bloqueo: Clamp.
- Uso en un solo paciente.
- Uso con Rx.

Medidas disponibles

- EX-30-BE: Tubo recto de 30 cm con un puerto
- EX-60-BE: Tubo recto de 60cm con un puerto

Certificaciones

- ISO 13485.
- CE.

Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, libre de BPA y de látex.



Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.

Empaque

El producto viene embalado en empaque unitario etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote