

HOME PUMP 270 ML. 10 ML/HR.

CÓDIGO: C270100

MARCA: AVANOS

PROCEDENCIA: EEUU

Bomba de infusión elastomérica desechable que se utiliza para la infusión continuas por vía intravenosa, intraarterial, epidural y subcutáneo, permitiendo la administración de medicamentos, antibióticos, quimioterapia, dolor paliativo y terapias de infusión de varios días.

Características

- Contenedor colapsable de PVC: Se colapsa una vez administrada la infusión, lo que otorga una mayor comodidad al paciente.
- Conformado por una membrana elastomérica patentada que cuenta con tres capas:
 - Capa interna de elastómero sintético: Kraton.
 - Capa media aislada de látex: Capa sin contacto con el paciente ni con el medicamento.
 - Capa externa de PVC.
- Tamaño pequeño que permite fácil almacenamiento y comodidad del paciente.
- Presenta un filtro de partículas 1.2 micras y ventanas de aire en el filtro de 0.22 micrones para eliminación efectiva de posible aire en la línea de infusión.
- Presenta pinza o clamp para pinzamiento de línea de infusión.
- Presenta un restrictor de flujo de calibración térmica en la línea de infusión para garantizar exactitud en las tasas de infusión.
- Calibración a temperatura de la piel 31° C.
- Producto se encuentra disponible junto a un bolso.
- Volumen de Purgado: 10 ml.
- Volumen de llenado indicado en la etiqueta: 270 ml.
- Flujo indicado en la etiqueta: 10 ml/hr.
- Volumen mínimo: 142 ml.
- Volumen máximo: 335 ml.
- Volumen retenido < 10 ml.
- Duración de terapia para 1 día (24 horas).



Almacenamiento

El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, seco.

Certificaciones

- FDA
- ISO 13485

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno,, apirógeno.

Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema Homepump son biocompatibles y libres de DEHP.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón con 6 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración y número de lote