

BOLSO INFUSORES ELASTOMÉRICOS 270/400 ML

CÓDIGO: NAF275 /NAF400

MARCA: ACE MEDICAL

PROCEDENCIA: COREA

Bolso de transporte, accesorio de la bomba de infusión elastomérica de de 270, 275, 400 y 550 ml,, que otorga movilidad y una flexibilidad ambulatoria

Características

- Bolsa: para guardar el infusor elastomérico de 270, 275, 250,400 y 550 ml
- Presenta una correa para facilitar el transporte y el desplazamiento.
- Materiales:
 - Bolso: Polyester
 - Correa: Polipropileno

Certificaciones

- ISO 13485:2003.
- ISO 13485:2012.
- CE.

Biocompatibilidad

Todos los componentes del bolso son biocompatibles, libres de látex y de DEHP.

Almacenamiento

El equipo debe mantenerse en un lugar limpio y libre de humedad.

Empaque

El equipo viene embalado en caja de 10 unidad, etiquetado con nombre del producto, características y código

