

STATLOCK IV PRO

CÓDIGO: SLP001

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU

StatLock IV es un dispositivo mecánico patentado para la estabilización de catéteres midline, diseñado para minimizar las complicaciones resultantes del movimiento de un catéter y pudiendo ayudar a reducir el trauma del vaso sanguíneo.

Indicación

Estabilización e inmovilización de catéteres.

Contraindicación

Alergias conocidas a cinta adhesiva.

Características

- Los dispositivos de estabilización Statlock están fabricados para reemplazar el uso de suturas en la fijación de catéteres, aumentando la permanencia de estos.
- Presenta un adhesivo hipoalergénico, removible sólo con alcohol.
- Está compuesto por una almohadilla libre de látex con un adhesivo hipoalergénico que se adhiere a la piel y un retenedor plástico, que mantiene el catéter en su lugar.
- Su posicionamiento es de forma que la flecha apunte hacia la punta del catéter (en su caso).
- El alcohol o acetona pueden debilitar la unión de los componentes y la adherencia de la almohadilla a la piel.
- Instalar siempre en piel limpia y seca, libre de aceites. El dispositivo de estabilización StatLock es de un solo uso y debe monitoreado diariamente y cambiado según necesidad o al menos cada 7 días.

Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).



Certificaciones

- ISO 13485:2016.
- FDA

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno.

Almacenamiento

Lugar limpio y seco a temperatura ambiente.

Empaque

El producto viene en empaques individuales, embalado en una caja de 25 unidades, con el etiquetado del nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.