

MAXZERO CON EXTENSIÓN DE 10 CM

CÓDIGO: MZ9265

MARCA: BD

PROCEDENCIA: MÉXICO

Extensión doble puerto con abrazadera independiente con conector MaxZero, abrazadera deslizante y conexión luer lock macho giratorio. Diseñado para ayudar a reducir el riesgo de infección y oclusión.

Características

- El extensor de 10 cm con Maxzero permite acceder a un catéter IV sin requerir aguja.
- Se puede utilizar para la infusión directa, intermitente o continua para administración de líquidos intravenosos, medicación, lípidos, quimioterapia, hemoderivados y toma de muestras sanguíneas.
- Volumen de Cebado: 0,4 ml.
- Tolera presión inyectora de hasta 325 PSI o flujo de 10 ml/seg.
- Su bajo peso y volumen de cebado lo hacen adecuado para todos los pacientes, incluidos bebés y niños.
- Su conector libre de aguja Maxzero permite:
 - Desplazamiento positivo.
 - Diseño transparente con una visualización clara y completa de toda la trayectoria del fluido.
 - Una superficie sólida, lisa y plana que reduce el ingreso microbiano.
 - Prevención del reflujo luego de la desconexión, lo que ayuda a prevenir la oclusión del catéter, minimizando riesgos y costos relacionados.
 - Tecnología clínicamente probada que reduce el desarrollo de infecciones asociadas al torrente sanguíneo.

Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP.



Certificaciones

- ISO 13485:2016.
- FDA

Esterilización

Producto estéril en rayos Gamma, apirógeno.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene en empaques individuales, embalado en una caja de 100 unidades, con el etiquetado del nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.