

NEXIVA DUAL PORT 18G X 1,25 HF Y

CÓDIGO: 383539

MARCA: BD

PROCEDENCIA: MÉXICO.

Catéter venoso periférico con bioseguridad pasiva de doble puerto.

Indicaciones de Uso

- Extracción de muestras de sangre.
- Monitorización de presión sanguínea.
- Administración de fluidos.

Características

- Catéter venoso periférico con sistema integrado (Catéter + extensión + Tapón hidrófobo), de un solo puerto, con difusor de presión en la punta de catéter.
- Puede ser usado con bombas de infusión siempre que se establezca una conexión directa.
- Dispositivo de bioseguridad para el control de sangre: Sistema cerrado que permite mantener la sangre en el interior del dispositivo durante todo el proceso de inserción, contribuyendo a evitar exposición a sangre.
- Presenta un mecanismo de seguridad pasivo que recubre la aguja tras la inserción y cuya función es reducir las lesiones causadas por punción accidental.
- Tecnología de la aguja BD Instaflash TM que proporciona una visualización rápida de la sangre que puede ayudar a mejorar el éxito de la inserción y, por lo tanto, reducir los intentos de inserción.
- Catéter fabricado con BD Vialon TM, material biocompatible con memoria elastomérica, radiopaco y con mayor resistencia tensil, que se adapta a la forma del vaso sanguíneo, ablandándose hasta un 70% en la vena, lo que permite tiempos de permanencia más largos, reduciendo la posibilidad de flebitis mecánica hasta en un 50%.
- Plataforma siliconada de estabilización que evita desplazamiento en un 84%, y cumple con los estándares de práctica de terapia de infusión y las pautas de los CDC para la estabilización del catéter.



- Aguja biselada que facilita la visualización del retorno sanguíneo.
- Membrana de extracción del catéter diseñada para retirar la sangre visible de la superficie de la aguja y que se sella tras la extracción de esta.
- Suministro de dos conectores sin aguja; uno de ellos acoplado al conector Luer y otro incluido en el empaque.
- Plataforma de estabilización y conector Luer codificados por color en función de su calibre; 18 G X 1.25 IN: celeste
- Velocidad de flujo por gravedad: 84 ml/min.
- Extensión tubo: 19 cm.

NEXIVA DUAL PORT 18G X 1.25 IN

Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, DEHP y Ftalatos.

Certificaciones

- ISO 13485:2016
- FDA.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

Componentes

- Catéter Nexiva de Vialon (Radiopaco) 18G x 1,25 IN
- Aguja biselada.
- Membrana de extracción del catéter.
- Plataforma de estabilización codificada por color de acuerdo con su calibre.
- Tubo de extensión.
- Clamp.
- Válvula de ventilación.
- Conector Luer en Y codificada por color de acuerdo con su calibre.
- 2 Conector Libre de aguja Q-Site

Empaque

El producto viene en empaques individuales, embalado en una caja de cartón de 80 unidades, con el etiquetado del nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

