

SAFE T CENTESIS

CÓDIGO: PIG1280K

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Sistema de drenaje para ayudar a los médicos a abarcar el riesgo asociado con la colocación de agujas percutáneas y aumentar flexibilidad del procedimiento. Combinación de características únicas que ayudan a proteger al paciente de perforaciones y al médico de daños por pinchazo.

Características

- Presenta un catéter pigtail de 8 FR de silicona resistente a la oclusión que permite la colocación segura y dirección automática asistida anatómicamente.
- Material del catéter: Silicona, lo que permite una inserción suave, minimizando el posible efecto acordeón y reduciendo el traumatismo tisular.
- Cuenta con una válvula de autosellado que consiste sistema para minimizar el riesgo de neumotórax y fugas.
- Membrana de resellado dentro del sistema de válvulas para permitir la reinserción del ensamblaje de la aguja introductora de seguridad (para los procedimientos que no requieren el mantenimiento de un sistema cerrado).
- Compatibilidad con sondas de 0.035 y 0.038 para despejar oclusiones o ampliarlas.
- El dispositivo ofrece una combinación única de características integradas de seguridad, como un obturador romo con indicador de color de seguridad, que protegen a los pacientes frente a perforaciones y a los usuarios frente a lesiones con agujas.
- Presenta una llave de paso remota, que está diseñada para ayudar a la comodidad y seguridad del procedimiento, facilitando la conexión a los conjunto de drenaje / extensiones mientras se minimiza el movimiento inadvertido del dispositivo o del catéter.
- Marcas de profundidad centimetrada, que proporciona una referencia fiable para ayudar a la sustitución segura del catéter con 16 cm de longitud útil.
- Catéter en J, que ayuda a una colocación segura con una autodirección anatómica y un diseño resistente a la oclusión con cuatro puertos estratégicamente situados en el ápice interior.
- Modalidad del catéter que permite retirar el catéter en J del conjunto de la válvula.



Componentes

- Indicador visual de color.
- Catéter de drenaje de 8Fr.
- Set de extensión con 16 G x 11/2 en aguja al vacío.
- Bisturí de seguridad retráctil.
- Dispositivo de seguridad de retención de aguja Point-lock.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Biocompatibilidad

Dispositivo estéril en óxido de etileno, de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).

Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.

Empaque

El producto viene en caja de 10 unidades, con el etiquetado del nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.