

AUTOFILLER

CÓDIGO: AFR-100

MARCA: ACE MEDICAL

PROCEDENCIA: COREA

Máquina automática de llenado de fluidos

Características

- Maximiza la eficacia y minimiza la carga de trabajo del farmacéutico y el médico con un método preciso y seguro.
- AutoFiller intercambia información sobre el peso del fluido con la balanza electrónica para proporcionar la cantidad exacta de medicación a la bomba.
- Todos los tamaños de bomba AutoFuser (60ml, 100ml, 150ml, 275ml, 400ml, 550ml) se pueden controlar dentro de una tasa de error de 1ml.
- AutoFiller tiene un índice de precisión de ± 2 %.
- Minimiza la diferencia entre la cantidad real de inyección y valor de ajuste.
- Evita automáticamente la sobreinyección de medicación.
- Controla automáticamente la presión dentro del tubo.
- Posibilidad de mezclar la medicación con la dirección del flujo de medicación y función de cambio.
- Facilidad de inyección múltiple de pequeñas cantidades de medicación con ajuste sencillo (cuando se inyecta al lactante)
- Método sencillo de utilizar.
- Tamaño:
 - 150 (Ancho) mm.
 - 208 (Profundidad) mm.
 - 140 (altura) mm.
- Peso: 22 kilos
- Precisión: ± 1 % at 100 ~ 2,000ml / ± 2 % at 50 ~ 99ml.
- Rango de ajuste: 0 ~ 9,999ml (Max. 2,000ml puede ser medido con la balanza electronica).
- Poder: AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz.
- Accesorios:
 - balanza electronica.
 - Insumos descartables: Juego de tubos desechables (1~3 canales).
- Complementos: soporte para equipos.



Certificaciones

- ISO 13485.
- CE.

Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema AUTOFILLER son biocompatibles, libres de látex y de DEHP.

Almacenamiento

El equipo debe mantenerse en un lugar limpio y libre de humedad.

Empaque

El equipo viene embalado en caja de 10 unidad, etiquetado con nombre del producto, características, código y número de serie.