

AUTOFUSER 400 ML 5 ML/HR. BOLO 5 ML/30 MIN

CÓDIGO: AMI-2ASH-5CB

MARCA: ACE MEDICAL
PROCEDENCIA: COREA

Dispositivo elastomérico de silicona desechable para la infusión continua de medicamentos y entrega de bolo PCA integrado.

Para uso general de infusión, incluyendo antibióticos, quimioterapia y terapias para el control del dolor por vía intravenosa, intraarticular, intramuscular, subcutánea o epidural. Uso en ambientes hospitalarios y ambulatorios.

Características

- Infusor rígido desechable con cubierta externa de PVC de grado médico y reservorio interior de silicona.
- Circular y de bajo perfil: Su diseño, lo hace ser más cómodo sin comprometer el volumen del depósito y permaneciendo plano durante el proceso de llenado.
- Marcas graduadas de volumen, que permiten el monitoreo y operación más sencilla.
- El puerto de llenado empotrado minimiza los problemas de esterilidad.
- Reservorio de volumen de 275 ml.
- Flujo: 5 ml/hr.
- Botón que permite la entrega de bolos PCA (analgesia controlada por el paciente) de 5.0 ml en 30 min.
- Tiempo de bloqueo de botón PCA: 30 min
- Filtro de aire: 5.0 um y filtro de partículas.
- Tubería con clamp y conector tipo Luer Lock.
- Producto se encuentra disponible junto a un bolso de transporte.
- Espacio de cebado: Menor a 10 ml.
- Exactitud: +/- 15%.

Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema AUTOFUSER son biocompatibles, libres de látex y de DEHP.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.



Certificaciones

- ISO 13485.
- CE.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de 10 unidad, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.