

STATLOCK PICC PLUS

CÓDIGO: VPPCSPCE

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

StatLock PICC es un dispositivo mecánico patentado para la estabilización de catéteres IV, diseñado para minimizar las complicaciones resultantes del movimiento de un catéter y pudiendo ayudar a reducir el trauma del vaso sanguíneo.

Indicaciones de Uso

Estabilización e inmovilización de catéteres de distintas marcas.

Contraindicaciones

- Alergias conocidas a cinta adhesiva.

Características

- Presenta un adhesivo hipoalergénico, removible sólo con alcohol.
- Material polietileno, libre de látex.
- Elimina la fijación con sutura y reduce las complicaciones del catéter.
- Aumenta los tiempos de permanencia del catéter.
- Presenta alas tipo gaviota" transparentes, que permiten la fijación de las alas de un catéter sobre los postes.
- Cuenta con una almohadilla de anclaje de poliéster tricot transpirable y no absorbente o espuma de celda cerrada.
- El dispositivo de estabilización StatLock es de un solo uso y debe ser reemplazado cada 7 días.

Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).



Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 50 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, de un solo uso, libre de látex y DEHP (Ftalatos)

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA