

STATLOCK FOLEY

CÓDIGO: FOL0102

MARCA: G-BUK. BECTON DICKINSON
PROCEDENCIA: E.E.U.U.

Dispositivo de estabilización diseñado para asegurar prácticamente todas las sondas urinarias Foley para asegurar que no se genere desplazamiento.

Indicaciones

Estabilización compatible para las sondas urinarias tipo Foley

Contraindicaciones

- Alergias conocidas a la cinta adhesiva
- Sensibilidad conocida a la benjuína

Características

- Presenta un adhesivo hipoalergénico, removible sólo con alcohol.
- Compuesto por almohadilla con adhesivo hipoalergénico que se adhiere a la piel y un retenedor plástico que mantiene el catéter en su lugar.
- Alternativa más efectiva que la cinta para ayudar a mejorar los resultados clínicos, la calidad de atención y las eficiencias económicas.
- Reduce las complicaciones del catéter.
- Aumenta los tiempos de permanencia del catéter urinario.
- Es de un sólo uso y debe ser cambiado cada 7 días.
- Contiene un Skin Protectant Prep para la preparación y protección de la piel antes de su uso.



Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal ni DEHP

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, de un solo uso.

Certificaciones:

- ISO 13485
- FDA

Almacenamiento: En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque: El producto viene embalado en caja de cartón con 25 unidades, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.