

KIT DE REPARACIÓN BROVIAC 4.2 FR

CÓDIGO: 601610

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU

Indicaciones

Kit de reparación para acceso vascular tunelizado BROVIAC 4.2 FR de lumen único

Características

- Material: Silicona radiopaca
- Contiene un segmento del catéter broviac 4.2 FR, para reparación de segmento externo.
- Adhesivo de Silicona
- Jeringa de 3 ml.
- Aguja roma de 18 G (1.3 mm OD); 0,9 mm ID) x 25 mmr: 5 Fr.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único, apirógeno.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 12 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Almacenamiento

El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, seco

Certificaciones

ISO 13485:2016 - FDA .

