

MANIPULADOR UTERINO

CÓDIGO: MAUT60

MARCA PETERS SURGICAL

PROCEDENCIA: FRANCIA

Dispositivo médico desechable exclusivamente para uso en histerectomía total. El manipulador está dirigido a exponer el útero y permite facilitar la presentación del fondo vaginal durante la cirugía ginecológica.

Características

- Presenta un diámetro de 7mm y una longitud de 90mm.
- Brinda una presentación óptima del cuello uterino.
- Presenta en forma independiente un balón extraíble para mantener el neumoperitoneo.
- Permite una fácil movilidad uterina en todas las direcciones.
- Peso ligero para los operadores (180 g).
- Totalmente ensamblado para su uso inmediato.

Componentes

- Bujía dilatadora: Permite calibrar el canal cervical y estimar la longitud de la cavidad uterina.
- Manipulador uterino: Formado por un tubo metálico que en un extremo posee una punta rosca y en el otro extremo el mango para maniobrar.
- Tapón y balón de sellado: garantiza el neumoperitoneo desde el inicio de la ablación uterina.
- Una valva guía para corte: permite realizar libremente los movimientos de traslación, rotación y un corte preciso.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en una caja con 10 unidades estériles.

**Esterilización**

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno con envase indemne.

Certificaciones

- ISO 13485.
- EC.