

PRÓTESIS MAMARIA AMOENA ADAPT AIR

CÓDIGO: 327

MARCA AMOENA

PROCEDENCIA: ALEMANIA

Prótesis mamaria externa AMOENA ADAPT AIR se puede ajustar a su silueta única. Su adaptación perfecta reforzará su confianza.

Después de una cirugía mamaria, con esta prótesis cada paciente puede recuperar su simetría, adaptándose y ajustándose a su silueta única. Con su cara interior suave y flexible, se adaptará perfectamente a tu cuerpo.

Características

- Prótesis de silicona estándar que imita la forma natural de la mama.
- Película de poliuretano con aspecto más suave al tacto y delicado con la piel.
- Cuenta con una cámara de aire integrada para una adaptación personalizada.
- Cómodamente personalizable para cada pared torácica para un ajuste perfecto y un contacto perfecto con la piel.
- Comfort+ regulador de temperatura.
- Cara interior con estructura en relieve para mayor circulación de aire y flexibilidad.
- Cara exterior de la copa de silicona suave InTouch Light, un 40% más ligera que una prótesis de mama de la misma talla y forma
- Incluye un adaptador de volumen
- Material: 100 % silicona.
- Color: Marfil.



Certificaciones

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- CE

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado en caja rotulada con la identificación del producto, sus características e instrucciones de uso y cuidado.