

# AGUJA GRIPPER CON O SIN Y

**MARCA: ICU MEDICAL**  
**PROCEDENCIA: EEUU**

Agujas Huber diseñadas para una inserción segura en los sistemas de acceso implantables, permitiendo la administración parenteral de medicamentos, fluidos, soluciones nutritivas y para la toma de muestra de sangre venosa, sin dañar el septum del reservorio.

## Características

- Corresponde a una aguja non-coring, no siliconada, de acero inoxidable, que presenta una plataforma acolchada para la estabilización de la aguja y la protección del sitio de acceso.
- Con o sin conector de acceso sin aguja para un acceso fácil y seguridad.
- Confirmación audible (Click) y visual sobre la seguridad.
- Tiene una agarradera moldeable y removible que facilita el uso en enfermería, junto con un conector luer-lock totalmente roscado para minimizar las fugas y la desconexión.
- La tubería de extensión que presenta es libre de látex y el conducto plastificado es sin DEHP.
- La tubería es resistente a estrangulamiento y esta plastificado con triocitiltrimelitato (TOTM).
- La presentación con conexión en Y tiene extensión con conector luer-lock y cubierta de inyección.
- Clamp identificable por color según calibre. Tapa de goma en el trayecto. Es compatible con taxol y lípidos.
- Cebado:
  - 0.5 ml (con Y).
  - 0.3 ml (sin conexión en Y).

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.



Calibre	Longitud mm	Longitud pulg.	Pinzas de color	Número de pedido con Y	Número de pedido sin Y
19	19	3/4"	beige	21-2955	21-2735
19	25	1"	beige	21-2956	21-2720
19	32	1 1/4"	beige	21-2957	21-2721
20	16	5/8"	amarillo	21-2946	21-2736
20	19	3/4"	amarillo	21-2947	21-2734
20	25	1"	amarillo	21-2948	21-2717
20	32	1 1/4"	amarillo	21-2949	21-2718
22	16	5/8"	negro	21-2938	21-2737
22	19	3/4"	negro	21-2939	21-2733
22	25	1"	negro	21-2940	21-2714
22	32	1 1/4"	negro	21-2941	21-2715

## Esterilización

Producto desechable estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno

## Empaque

El producto viene embalado en caja de 12 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

## Certificaciones

- ISO 13485
- FDA