

AGUJA ILLIONIS

CÓDIGO: DIN1515X /DIN1518X

MARCA:BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Aguja desechable para aspiración de médula ósea del esternón o de la cresta ilíaca, también puede ser utilizada para canalización e infusión intraósea por la tibia o el fémur (osteoclisis).

Características

- Garantiza una succión segura y sencilla de la médula de la cresta ilíaca o el esternón gracias a la punta con forma de lanceta afilada que presenta, ya que penetra fácilmente en el hueso.
- Proporciona un control para mayor seguridad del paciente, debido a que posee un tope de profundidad ajustable.
- Mantiene el estilete en su posición, gracias a su tapa tipo rosca.
- Ajuste seguro y cómodo de la aspiración ya que es compatible con jeringas Luer-slip y Luer-lock.
- Para emplearla en la cresta ilíaca, basta con quitar el tope de profundidad para exponer la cánula de aspiración.
- Material aguja: Acero de grado médico.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 El producto viene embalado en caja de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.



Presentaciones

- DIN1515X: 15G x 2,4 cm-4.8 cm.
- DIN1518X: 18G x 1,4 cm-2.8 cm

Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.