

# T-LIFT

**CÓDIGO: AW16280**

**MARCA: PETERS SURGICAL**

**PROCEDENCIA: FRANCIA**

Sistema de retracción quirúrgico de tejidos utilizado para aumentar el espacio operativo, mantener y mejorar la exposición de un órgano durante la cirugía laparoscópica.

## Características

- Retracción de tejido formato "manos libres" ayudando a mantener el espacio operatorio. Sujeta y expone los órganos de manera estable.
- Fácil de usar. Ajuste rápido y simple.
- Introducción percutánea: No requiere incisión, ni uso de trocar adicional.
- Reduce o elimina el requisito de la posición de Trendelenburg.

## Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles y libre de látex y PVC.

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en una caja con 25 unidades estériles.

## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, aspirógeno con envase indemne.

## Certificaciones

- ISO 13485.
- EC.

## Componentes

- 2 suspensores T-LIFT.
- 1 introductor.
- 2 clip de sujeción.

