

STATLOCK UNIVERSAL PLUS MEDIUM

CÓDIGO: VUPD1012

MARCA:BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Estabilización libre de sutura para catéteres, evitando su movimiento, reduciendo el trauma del vaso sanguíneo

Indicaciones de Uso

Estabilización sin suturas para el drenaje biliar y de nefrostomía y los catéteres de lavado peritoneal

Contraindicaciones

- Alergias conocidas a cinta adhesiva.

Características

- Presenta un adhesivo hipoalergénico, removible sólo con alcohol.
- Elimina fijación con sutura y reduce las complicaciones del catéter.
- Aumenta los tiempos de permanencia del catéter.
- Contiene un Skin Protectant Prep Pad, para la preparación de la piel antes de su uso.
- Tamaño Medium: 10 - 12 FR.

Biocompatibilidad

- Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).



Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 25 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, de un solo uso, libre de látex y DEHP (Ftalatos)

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA