

SOSTÉN PARA PRÓTESIS MAMARIA AMOENA MARLENA

CÓDIGO: 2167

MARCA AMOENA

PROCEDENCIA: ALEMANIA

Sostén con bolsillo bilaterales incorporados para prótesis mamaria externa.

Características

- Copas moldeadas en microfibra brindan elasticidad reversible para un ajuste seguro y moldeable.
- El acabado liso de la tela luce hermoso debajo de la ropa y ofrece comodidad refrescante.
- Presenta una banda inferior de yugo en V que levanta el busto para un soporte sin aros de control.
- Los tirantes elásticos ajustables se estrechan a partir de una amplia plataforma de soporte al frente.
- Los bolsillos de microfibra son suaves y frescos para la piel y mantienen en su lugar a la prótesis de mama o a la prótesis parcial.
- Cierre al respaldo acolchado y con de ganchos en corchete brindan ultra confort.
- Materiales:
 - 86% nylon.
 - 14% spandex.
- Color: beige.



Certificaciones:

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- CE

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado con su identificación características.