

**CÓDIGO: BEN110**

MARCA STERYLAB

PROCEDENCIA: ITALIA

Aguja desechable tipo Jamshidi destinada para biopsia de médula ósea con luxación y aspirado medular.

## Características

- Presenta empuñadura ergonómica con superficie anti deslizante que facilita el manejo y alcance.
- El estilete con un bisel de trocar permite la penetración rápida y menos invasiva.
- Marcador que permite evaluar la profundidad de penetración.
- Extractor de muestras que permite una rápida expulsión del cilindro, sin riesgo de lesión para el operador.
- Afilado de la cánula ideal para obtener muestras intactas.
- Conector Luer Lock.

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en una caja con 20 unidades. Etiquetada con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

## Presentaciones

- **BEN110:** 11 G x 10 cm  
Color: Blanco

## Certificaciones

- ISO 90001:2008
- EC

## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno. Libre de látex.

