

# AGUJA HUBER 20 G X 15 MM

**CÓDIGO: HN2015**

**MARCA: MEDTEC**

**FABRICANTE: KDL (SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP)**

**PROCEDENCIA: CHINA**

Agujas Huber diseñadas para administración de medicamentos en infusiones cortas o permeabilización para uso en los sistemas de acceso implantables, permitiendo además, la toma de muestra de sangre venosa, sin dañar el septum del reservorio.

## Características

- Agujas de cono plástico
- Material: Acero inoxidable de calidad médica.
- Extension tubería: PVC
- Permiten acoplar un tubo de extensión con múltiples línea.
- Clamp incorporado para la correcta limpieza de los dispositivos de reservorio
- Medidas: 20 G x 15 cm

.Proporciona un circuito cerrado.



## Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, estériles en óxido de etileno, libres de látex, ftalato y DEHP.

## Empaque

El producto viene embalado en una caja de 50 unidades, cada uno en blister unitario estéril en óxido de etileno, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

## Certificaciones

- EEC
- ISO 13485

## Almacenamiento

En un ambiente limpio, fresco y seco.