

MANGA COMPRESIVA MANO-AXILA CLASE III

CÓDIGO: XZ9504-3040

MARCA HUNAN XIANGZI MEDICAL DEVICES TECHNOLOGY CO. LTD
PROCEDENCIA: CHINA

Manga compresiva de tejido circular para el tratamiento y prevención del linfedema.

Características

- Manga de compresión CG con bandas de silicona para la fijación en brazo, evitando deslizamiento
- Con fijación en la mano llegando hasta zona axilar para cubrir extremidad superior
- Presión graduada de 30-40 mmHg
- Cómodo: material suave y tecnología única de tejido sin costuras, con manguito de presión con alta elasticidad, para que los pacientes puedan mover libremente las articulaciones, sin sensación de estrechamiento, para proporcionar a los pacientes una comodidad perfecta.
- Transpirable: Tejido elástico transpirable y el tejido y la estructura de malla únicos hacen que el manguito de presión tenga buena permeabilidad al aire y ayudan a la piel a respirar.
- Fiable: gradiente de presión uniforme, preciso, científico y fiable, así como una buena estructura que puede estimular la circulación sanguínea, la prevención y control efectiva del linfedema moderado a grave.

Componentes:

- 70% nylon
- 30% spandex

Medidas disponibles:

- XZ9504-3040-S: talla S
- XZ9504-3040-M: talla M
- XZ9504-3040-L: talla L
- XZ9504-3040-XL: talla XL
- XZ9504-3040-XX: talla XXL



Certificaciones

- ISO 13485
- CE
- FDA

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado en una caja individual con su identificación y características.