

ELECTRODOS BODYSTAT

CÓDIGO: 0515

MARCA BODYSTAT

PROCEDENCIA: INGLATERRA

Paquete de electrodos para ser utilizados con los equipos de bioimpedancia Bodystat.

Características

- Fáciles de usar, seguros y confiables para tener una serie de mediciones corporales.
- Se utilizan 2 electrodos por extremidad (superior e inferior) que se adhieren a la piel del paciente y liberan pulsos de acuerdo a frecuencia programada.

Presentaciones

- **Código 0515:** Sobre de 100 unidades, electrodos cortos.

Empaque

El producto viene embalado en una caja de cartón, en bolsas individuales de 40 y 100 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración y número de lote.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Certificaciones

- ISO 13485:2003.
- ISO 13485: 2012.
- EC.

