

STATLOCK FOLEY

CÓDIGO: FOL0102

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU

Dispositivo de estabilización diseñado para asegurar prácticamente todas las sondas urinarias Foley para asegurar que no se genere desplazamiento

Características

- Estabilización compatible para las sondas urinarias tipo Foley
- Alergias conocidas a la cinta adhesiva Sensibilidad conocida a la benjuína
- Presenta un adhesivo hipoalergénico, removible sólo con alcohol.
- Compuesto por almohadilla con adhesivo hipoalergénico que se adhiere a la piel y un retenedor plástico que mantiene la sonda en su lugar.
- Alternativa más efectiva que la cinta para ayudar a mejorar los resultados clínicos, la calidad de atención y las eficiencias económicas.
- Reduce las complicaciones de la sonda.
- Aumenta los tiempos de permanencia del catéter urinario.
- Es de un sólo uso y debe ser cambiado cada 7 días.
- Contiene un Skin Protectant Prep para la preparación de la piel.

Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único, apirógeno, libre de látex y no contiene metal y DEHP.



Certificaciones

- ISO 13485:2016.
- FDA

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno.

Almacenamiento

Lugar limpio y seco a temperatura ambiente

Empaque

El producto viene en empaques individuales, embalado en una caja de 25 unidades, con el etiquetado del nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.