

# SONDA DE GASTROSTOMÍA DE REEMPLAZO

**MARCA: ZKSK**

**PROCEDENCIA: CHINA**

Sonda de balón de sustitución de gastrostomía de tres vías con sistema ENFIT incorporado desechable de uso único, diseñada para reemplazar una sonda de gastrostomía percutánea en pacientes con vía (tracto) de gastrostomía establecida para proveer nutrición directamente al estómago, a través de un estoma establecido.

La sonda ZKSK también puede utilizarse para administrar medicaciones y permitir la descompresión del estómago.

## Características

- Material: Silicona radiopaca transparente de alto grado médico, estéril que reduce la irritación de la piel y mejora la comodidad del paciente.
- Diseño de globo con forma manzana, reduciendo las fugas, aumentando la durabilidad y proporcionando tranquilidad.
- Sonda transparente graduada a 2, 4 y 6 cm.
- Disco de retención de silicona flexible.
- Globo personalizable, ayudando a minimizar fugas.
- Puerto en Y de silicona suave para un agarre superior.
- Uso seguro en RM.
- El llenado del balón debe ser con agua bidestilada hasta el volumen recomendado, de acuerdo a cada medida de sonda, que indica el volumen de llenado.
- Tiene doble puerto de acceso Enfit.

## Medidas disponibles.

- GT 12 FR: 5 ml de llenado de balón.
- GT 14 FR: 5 ml de llenado de balón.
- GT 16 FR: 20 ml de llenado de balón.
- GT 18 FR: 20 ml de llenado de balón.
- GT 20 FR: 20 ml de llenado de balón.
- GT 22 FR: 20 ml de llenado de balón.
- GT 24 FR: 20 ml de llenado de balón.



## Certificaciones

- ISO 13485.
- CE.

## Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, Libre de BPA y libre de látex.

## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

## Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en empaque unitario en caja de 2 unidades etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote