

STATLOCK CV PLUS

CÓDIGO: CV0220

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

StatLock CV PLUS es un dispositivo mecánico patentado para la estabilización de catéteres IV, diseñado para minimizar las complicaciones resultantes del movimiento de un catéter y pudiendo ayudar a reducir el trauma del vaso sanguíneo.

Indicaciones de Uso

Estabilización e inmovilización de catéteres venosos centrales de distintas marcas, eliminando la posibilidad de pinchazos accidentales asociados con la fijación del catéter, reduciendo complicaciones.

Contraindicaciones

- Alergias conocidas a cinta adhesiva.

Características

- Presenta un retenedor superior, lo que lo hace inigualable en su facilidad de uso y excelencia en el rendimiento.
- El ángulo de entrada único del retenedor está diseñado para prevenir el plegado del catéter, lo que podría conducir a la oclusión.
- Incluye tubería, tiras adhesivas estériles, preparación de la piel y tintura de benjuí.
- El dispositivo de estabilización StatLock es de un solo uso y debe ser reemplazado cada 7 días.

Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).



Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 25 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, de un solo uso, libre de látex y DEHP (Ftalatos)

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA