

# ADAPTADOR DE TRANSICIÓN ENFIT

**CÓDIGO: ISO2UAD**

**MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL**

**PROCEDENCIA: INGLATERRA**

Adaptador de transición enteral diseñado para facilitar las conexiones específicas de nutrición enteral entre conectores que cumplen el estándar AAMI/CN3 (PS) y antiguos conectores enterales que no siguen la normativa ISO 80369-1.

## Características

- Adaptador enteral destinado a mejorar la seguridad del paciente y disminuir el riesgo de conexiones incorrectas de dispositivos médicos, de modo que es incompatible con adaptadores Luer, utilizados comúnmente en aplicaciones IV.
- Se utiliza para conectar a los tubos enterales ENFit y adaptarlos para conectar con las jeringas con punta de catéter.
- Para uso en un solo paciente.
- Dispositivos asociados: Jeringa con punta de catéter
- Material de tapa adaptador: PVC blando.
- Material de Cuerpo adaptador: Copoliéster

## Biocompatibilidad

Todos los componentes del adaptador ENFIT son biocompatibles, libres de látex, BPA y DEHP. Producto limpio no estéril.



## Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

## Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón con 30 unidades (Blíster), etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.