

# ADAPTADOR DE TRANSICIÓN ENTERAL

## CÓDIGO: UAD2ISO

MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL.

PROCEDENCIA: INGLATERRA.

Adaptador de transición enteral diseñado para facilitar las conexiones específicas de nutrición enteral entre conectores que cumplen el estándar AAMI/CN3 (PS) y antiguos conectores enterales que no siguen la normativa Enfit (ISO 80369-1).

### Características

- Adaptador enteral destinado a mejorar la seguridad del paciente y disminuir el riesgo de conexiones incorrectas de dispositivos médicos, de modo que es incompatible con adaptadores Luer, utilizados comúnmente en aplicaciones ev.
- Adaptador universal al adaptador ENFIT con anclaje y tapa.
- Para uso con un solo paciente.
- Material:
  - Tapa adaptador: PVC blando.
  - Cuerpo adaptador: Copoliéster.

### Biocompatibilidad

Todos los componentes del adaptador ENFIT son biocompatibles, libres de látex, BPA y DEHP. Producto limpio no estéril.

### Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

### Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.



### Empaque

El producto viene embalado en caja de 100 unidades (Blíster), etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.