

AGUJA PORT A CATH

CÓDIGO: 21-2006-24 / 21-2014-24

MARCA: ICU MEDICAL

PROCEDENCIA: EEUU

Las agujas PORT A CATH son agujas de cono plástico, diseñadas para administración de medicamentos en infusiones cortas o permeabilización para uso en los sistemas de acceso implantables, permitiendo además, la toma de muestra de sangre venosa, sin dañar el septum del reservorio.

Características

- Agujas non- coring con centro de plástico, no siliconada de acero inoxidable de calidad médica.
- Permiten acoplar un tubo de extensión con múltiples línea.

Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema son biocompatibles y libre de látex y DHEP.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.



Presentaciones

- 21-2006-24: 22G x 1 (25 mm) 90°.
- 21-2014-24: 20G x 1 (25 mm) 90°

Esterilización

Producto desechable estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno

Empaque

El producto viene embalado en caja de 12 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA