

AUTOFUSER

CÓDIGO: AMI- AFMC-5

MARCA: ACE MEDICAL

PROCEDENCIA: COREA

Dispositivo elastomérico de silicona desechable para la infusión continua de medicamentos para uso general de infusión, incluyendo antibióticos, quimioterapia y terapias para el control del dolor por vía intravenosa, intraarticular, intramuscular, subcutánea o epidural. Uso en ambientes hospitalarios y ambulatorios.

Características

- Infusor rígido desechable con cubierta externa de PVC de grado médico y reservorio interior de silicona.
- Circular y de bajo perfil: Su diseño, lo hace ser más cómodo sin comprometer el volumen del depósito y permaneciendo plano durante el proceso de llenado.
- Marcas graduadas de volumen, que permiten el monitoreo y operación más sencilla.
- El puerto de llenado empotrado minimiza los problemas de esterilidad.
- Reservorio de volumen de 275 ml y 400 ml
- Flujo: 5 ml/hr.
- Filtro de aire: 5.0 μ m y filtro de partículas.
- Tubería con clamp y conector tipo Luer Lock.
- Producto se encuentra disponible junto a un bolso de transporte.
- Espacio de cebado: Menor a 10 ml.
- Exactitud: $\pm$ 15%.

Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema AUTOFUSER son biocompatibles, libres de látex y de DEHP.

Certificaciones

- ISO 13485.
- CE.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

Presentaciones

- **AFMC-5:** Volumen reservorio: 275 ml. 5 ml/hr.
- **AFHC-5:** Volumen reservorio: 400 ml. 5 ml/hr.



Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.