

SET DE INFUSIÓN ENTERAL MEDCAPTAIN

CÓDIGO: E113E02



MARCA: MEDCAPTAIN.

PROCEDENCIA: CHINA.

Set de Infusión Enteral compatible con bomba EP-60 marca Medcaptain, compatible con alimentación de tipo ENPLUS y tipo botella mamadera rosca.

Características

- Set con segmento de silicona en mecanismo de bomba, extensión de 260 cm
- Conexión ENFIT con adaptador de transición sistema antiguo incorporado
- conexión ENPLUS o rosca según necesidad.
- Clamp roller seguridad proximal
- conexión en Y de inyección con sistema ENFIT lateral.

Presentaciones

- Bolsa Unitaria Estéril

Biocompatibilidad

- Estéril
- Sin DEHP
- Sin látex
- Cumplimiento de la norma ISO 80369-3

Método de Esterilización


- Óxido de Etileno

Certificaciones

- ISO 13485
- EC.

Almacenamiento

- Mantenga el producto alejado de altas temperaturas, humedad, luz solar directa y gases corrosivos durante el almacenamiento y transporte.



NOMBRE DE LAS PIEZAS DEL SET

1. ESPIGA ENPLUS
2. TUBERIA
3. CAMARA DE GOTEO
4. SEGMENTO DE MECANISMO DE BOMBA DE SILICONA
5. CONECTOR DE TUBO DEDICADO
6. ANILLO MAGNETICO
7. CLAMP ROLLER
8. CONECTOR EN Y ENFIT
9. CONECTOR ENFIT
10. CONECTOR DE TRANSICIÓN ENFIT
11. CAPUCHÓN PROTECTOR
12. ETIQUETA DE ADVERTENCIA
13. TAPA PARA BOTELLA