

CINTURON/BANDA DE COMPRESIÓN

CÓDIGO: 2776

MARCA AMOENA

PROCEDENCIA: ALEMANIA

El cinturón o banda de compresión está diseñado y desarrollado para garantizar resultados óptimos de la cirugía al mantener las prótesis en su lugar y evitar que los implantes se muevan durante el proceso de cicatrización

Características

- Indicado para reconstrucción mamaria y aumento de pecho.
- Forma anatómica, tejido elástico para una perfecta adaptación y compresión en la zona superior mamaria.
- Confeccionado con tejidos suaves que reducen la irritación y cierre con velcro facilitando la adaptación individual.
- Se puede utilizar con cualquier sujetador o vendaje.
- Composición:
 - 50% Nylon
 - 21% Spandex
 - 18% Polyester
 - 11% Algodón



Certificaciones:

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- CE

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado con su identificación y características.