

Aguja para biopsia ósea sin necesidad de luxación ni maniobras adicionales.

Características

- Aguja desechable, fácil de usar.
- Posee sistema NOLOSE que consiste en una cámara de expansión cilíndrica para retención de la muestra.
- Perfil cortante con geometría TREPAN que permite obtener muestras uniformes e intactas.
- Tiene una punta trocar de penetración elevada.
- Gracias a la invasividad reducida y a la ausencia de luxación, se reduce significativamente el trauma de la biopsia.

Componentes

- Aguja BestLisa.
- Tope corredizo.
- Accesorio Safe-lock (sacabocado).
- Tapa ergonómica.
- Removedor de muestra.
- Guía de bioseguridad para removedor de muestra.
- Adaptador Luer.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de 20 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno. Libre de látex.

Presentación:

- **BSL1110:** 11G x 10 cm.
- **BSL1115:** 11G x 15 cm.

Certificaciones

- ISO 90001:2008
- EC

