

CÓDIGO: BSL110D / BSL115D**MARCA STERYLAB****PROCEDENCIA: ITALIA**

Aguja de biopsia de médula ósea desechable con empuñadura ergonómica adaptable en T de fácil manejo.

Características

- Muestras intactas de volumen superior a instrumento tradicional por su afilado con geometría TREPAN.
- No requiere realizar maniobra de luxación por su punta QUADRAN de penetración y afilado elevado.
- Reducción del trauma: La ausencia de punta cónica, de tipo Jamshidi, hace que la penetración de la aguja resulte bastante menos traumática.
- Empuñadura cuenta con una conexión Luer Lock.
- Está formada por una cámara de expansión cilíndrica y un sistema interno de retención de la muestra llamado sistema NOLOSE.
- Sistema NOLOSE garantiza la extracción de muestras intactas y sin daños en todo momento, incluso en hueso blando o cuando existen patologías específicas.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de 20 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno. Libre de látex.

Presentación

- **BSL110D:** 11G x 10 cm. Color: Blanco.
- **BSL115D:** 11G x 15 cm. Color: Blanco.

Certificaciones

- ISO 90001:2008
- EC

