

BODYSTAT 500

CÓDIGO: 500

MARCA BODYSTAT

PROCEDENCIA: INGLATERRA.

Unidad de monitorización de la composición corporal a través de impedancia a una frecuencia de 50 kHz. Fácil de usar, ligero y portátil.

Características

- Equipo portátil con pantalla táctil que permite medición de datos brutos de:
 - Impedancia.
 - Resistencia.
 - Reactancia.
 - Ángulo de Fase.
- Las mediciones de datos brutos se pueden agregar a ecuaciones publicadas validadas para calcular la masa libre de grasa, la grasa corporal y la hidratación.
- No se requieren datos de entrada, ya que es independiente de la edad, sexo, altura y peso.
- Utiliza 4 electrodos Bodystat largos (código: 0525).
- Medición rápida en segundos con resultados disponibles en la pantalla.
- Baterías: 4 pilas AA.
- Accesorio adicional: impresora con comunicación Bluetooth
- No requiere mantenimiento.
- No utiliza software.
- Garantía de 1 año.



Almacenamiento

El equipo debe almacenarse a una temperatura 0° a 60°C. Para su funcionamiento el rango de temperatura oscila entre los 5° y 40°C.

Humedad relativa de hasta un 70% con una temperatura máxima de 60°C sin condensación. No se debe utilizar en una zona en la que se pueda formar condensación en la cubierta de la unidad.

Certificaciones: ISO 13485 y CE.