

# DIGNISHIELD COLLECTION BAG 1000 ML

CÓDIGO: SMS2B1L

MARCA BD.

PROCEDENCIA EEUU

Bolsa recolectora transparente de sistema de manejo de heces Dignishield de 1000 ml.

## Características

- Bolsa con medidas indicador de volumen en ml impresas, conector compatible únicamente con sistema Dignishield y válvula para evitar fugas en la desconexión.
- Presenta filtro de olor, cerrada con válvula de silicona, con sistema antirreflujo.
- Tapa obturadora con cordón para evitar extravío.
- Sistema de sujeción y graduada a lo menos 1000 ml.
- Sistema de anclaje a la cama.
- Cuenta con bolsa en formato individual.

## Biocompatibilidad

Todos los componentes de **Dignishield** son biocompatibles, estéril en óxido de etileno, libre de látex, ftalato y DEHP.

**Certificaciones:** ISO 13485 - FDA.

## Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

## Empaque

El producto viene en empaque unitario estéril embalado en caja de cartón de 10 unidades, rotulado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.



## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, sin DHEP, libre de látex, apirógeno.