

BOTELLA DE DRENAJE PLEURX 1000 ML

CÓDIGO: 50-8210

FICHA TÉCNICA. MARCA BD.
PROCEDENCIA EEUU

- Botella de drenaje 1.000cc
- Está diseñada para el fácil drenaje de derrames pleurales de forma intermitente en conjunto de catéter Pleurx.
- Botella de vacío activo exclusiva para drenaje con catéter Pleurx de 1000 ml drena sin necesidad de gravedad.
- Set esta compuesto de botella de drenaje y linea de drenaje con pinza de rodillo para control del flujo de drenaje.

Certificaciones: ISO 13485 - FDA.

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 1 unidad, rotulado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Esterilización

Dispositivo estéril en óxido de etileno, de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).

