

CÓDIGOS: CCH2215 / CCH2220 / CCCH2225 / CCH2015 / CCH2020 / CCH2025 / CCH1811 / CCH1815 / CCH1820

MARCA STERYLAB

PROCEDENCIA: ITALIA

Aguja para biopsia citológica.

Características

- Aguja desechable, estéril con punta atraumática que facilita y hace la penetración menos invasiva.
- La cánula de pared ultrafina para una aspiración más fácil y colección abundante de muestras.
- Estructura de acero de alta calidad médica y rigidez elevada.
- Posee empuñadura transparente y centimetrado con tope deslizante que facilita la precisión de la profundidad.
- Visualización ecográfica óptima y segura por su marcador interno distal ecogénico.
- Códigos de colores para identificar fácilmente el calibre de la aguja.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de 30 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Certificaciones

- ISO 90001:2008
- EC

Presentación

- **CCH1811:** 18G x 11 cm. Color: rosado.
- **CCH1815:** 18G x 15 cm. Color: rosado.
- **CCH1820:** 18G x 20 cm. Color: rosado.
- **CCH2015:** 20G x 15 cm. Color: amarillo.
- **CCH2020:** 20G x 20 cm. Color: amarillo.
- **CCH2025:** 20G x 25 cm. Color: amarillo.
- **CCH2215:** 22G x 15 cm. Color: negro.
- **CCH2220:** 22G x 20 cm. Color: negro.
- **CCH2225:** 22G x 25 cm. Color: negro.

