

BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL EP-60

CÓDIGO: EP-60**MARCA: MEDCAPTAIN.****PROCEDENCIA: CHINA.**

Bomba Nutrición Enteral intuitiva, fácil de utilizar, Pantalla Touch en Español.

Características

- Pantalla táctil a color de 4 pulgadas, cambios de parámetros táctil, videos de enseñanza pre cargados.
- Puerta de cierre de mecanismo de infusión transparente, para visualización de infusión.
- Mecanismo peristáltico anti obstrucción.
- Cubierta resistente, IP34.
- Peso: 1,2 kg
- Precisión +/- 5%
- Tasa de Infusión: 1 a 1.200 ml/hr.
- Volumen total a infundir: 0 - 9.999 ml.
- KTO 1 a 30 ml/hr.
- Cebado Rápido: 2.000 ml/hr.
- Modos de Infusión: Continuo e intermitente.
- Carga rápida: en Menos de 4 Hrs. mediante USB.
- Tiempo duración batería: 22 Hrs. a 25 ml/hr.
- Adaptador a porta suero con posibilidad de rotar en 180°
- Alarmas: Recordatorio, puerta abierta, infusión completa, error de infusión, estado de batería baja, carga completa. finalización de standby,
- Calentador opcional de alimentación.

Certificaciones

- EC
- IPX34
- IEC 60601-1:2012
- IEC60601-2-24:2012
- EC60601-1-8:2012
- IEC60601-1-2: 2014



Dimensiones

- Alto 165 mm.
- Ancho 147,5 mm.
- Fondo 105 mm.