

EXTENSIÓN ENTERAL DE 150 CM

CÓDIGO: ESCF.075-ISOSAF/ESCF.150-ISOSAF

MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL

PROCEDENCIA: INGLATERRA

Conjunto de extensión enteral con sistema EnFit en longitudes de 150 cm.

Características

- Juego de extensión conector ENFit macho (ISO 80369-3) y conector ENFit hembra, para ser usado en conjunto con jeringas enterales y tubos de alimentación y bombas de alimentación.
- Material de Tapa: Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
- Material del conector macho EnFit: Acrilonitrilo Butadieno (ABS).
- Tubo del tubo PVC resina.
- Abrazadera lateral de polipropileno.

Presentación

- **ESCF.150-ISOSAF:** 150 cm de extensión. Volumen de cebado: 2,3 ml.

Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, estéril en óxido de etileno, libre de látex, ftalato y DEHP.



Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado en caja con 20 unidades en blisters estériles etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.