

# TUBO ALIMENTACIÓN DEGANIA

**CÓDIGO: 1032531080AQ / 1032561080AQ**

**MARCA: DEGANIA**

**PROCEDENCIA: ISRAEL**

Juego de alimentación con sistema ENFIT incorporado, transparente de poliuretano de alto grado médico de 2 tipos

**Tubo de alimentación en ángulo de 90° (Y)** destinado para alimentación continua, lavado y suministro de medicación, a través botones gástricos. Longitudes disponibles de 30 y 60 cm.

## Presentaciones

- 1032531080AQ: Tubo de alimentación de 90° x 30 cm en Y. (Doble puerto).
- 1032561080AQ Tubo de alimentación de 90° x 60 cm en Y. (Doble puerto).

## Componentes

- Material tubo de alimentación: poliuretano de alta calidad
- Compatibilidad con otros sistemas de botones de gastrostomía.
- Juegos de alimentación con sistema de bloqueo: Clamp.
- Uso en un solo paciente.

## Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema de extensiones o tubos de alimentación DEGANIA son biocompatibles y libre de látex

## Certificaciones

ISO 13485 - FDA



## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón con 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración y número de lote.