

# TUBO DE ALIMENTACIÓN

**MARCA: ZKSK**

**PROCEDENCIA: CHINA**

Juego de alimentación con sistema ENFIT incorporado, transparente de PVC está destinado para alimentación continua a través de botones gástricos recto o en ángulo de 90° de 30 y 60 cm.

## Características

- Compatibilidad con otros sistemas de botones de gastrostomía.
- Juegos de alimentación con sistema de bloqueo: Clamp.
- Uso en un solo paciente.
- Uso con Rx.

## Medidas disponibles

- EX-30-BE: Tubo recto de 30 cm con un puerto
- EX-60-BE: Tubo recto de 60cm con un puerto
- EX-30-DE: Tubo ángulo 90° con 2 puertos en Y de 30 cm
- EX-60-DE: Tubo ángulo 90° con 2 puertos en Y de 60 cm

## Certificaciones

- ISO 13485.
- CE.



## Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, Libre de BPA y libre de látex.

## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

## Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en empaque unitario en caja de 30 unidades etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote