

AGUJA DE MARCACIÓN GHIATAS

CÓDIGO: 47720 / 47920

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Guía de localización de lesiones mamarias de un arpón, con el objeto de lograr la marcación del tejido, delimitando la lesión. Se utiliza previo a la intervención quirúrgica y/o procedimiento de biopsia.

Características

- Presenta una aguja introductora y una guía de localización semirígida.
- El marcador de despliegue en el cable es un cordón palpable que sirve como guía táctil.
- Entrega una referencia visual rápida de la lesión, gracias a la aguja introductora con marcas de referencia de 1 cm de profundidad y un realce ecográfico en el extremo distal para facilitar la colocación de la aguja.
- Guía de colocación semirrígida tiene marcadores a 1 cm en extremo distal y un marcador de aplicación palpable para señalar el punto donde se colocará la parte dentada del extremo distal de la guía.
- Presenta gran visibilidad radiográfica.
- Flexibilidad que permite el manejo a través del tejido.
- Componentes:
 - Guía de acero inoxidable.
 - Introductor de la cánula de acero inoxidable y rebordes del marcador de acero inoxidable.
 - Adhesivo de oligómero uretano.
 - Lubricante: Fluido de Silicona.
 - Eje de acrílico con colorante marrón o amarillo.
- Marcas de Orientación.
- Presentaciones:
 - Código 47720:
 - Aguja introductora de 20 G.
 - Longitud la aguja introductora: 7 cm.
 - Longitud del cable de localización: 20cm.
 - Distancia: 9.3cm.
 - Código 47920:
 - Aguja introductora de 20 G.
 - Longitud la aguja introductora: 9 cm.
 - Longitud del cable de localización: 20cm.
 - Distancia: 11.3cm.



Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.