

CATÉTER HEMODIÁLISIS GLIDEPATH 14.5 FR X 42 CM

CÓDIGO: 6393420

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Catéter para hemodiálisis de larga duración hemoperfusión o terapia de aféresis. Catéter recto punta simétrica con estilete pre montado.

Características

- Material del catéter: Poliuretano radiopaco resistente a torceduras.
- Tipo de catéter: Tunelizado de larga duración, modelo recto.
- Recirculación de menos del 2% en promedio.
- Caudal de hasta 500 ml/min en promedio: Lúmenes grandes con abertura de entrada y salida no restrictiva en las puntas, permiten caudales excepcionales.
- Punta simétrica: El diseño de la punta permite una fácil inserción durante la colocación.
- Estilete precargado: Todos los catéteres vienen con un estilete de refuerzo precargado que ayuda a endurecer el catéter y facilita la inserción al estrecharse para una transición suave a la guía.
- El kit dispone de un introductor de Politetrafluoroetileno (PTFE) con válvula AirGuard, que minimiza la pérdida de sangre en la inserción y la entrada de aire.

Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP.

Certificaciones

- ISO 13485:2016
- FDA.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.



Componentes del kit

- 1 catéter GlidePath doble lumen:
 - Diámetro: 14.5 Fr.
 - Longitud cuff a la punta: 42 cm.
 - Longitud total: 40 cm.
- 2 apósitos adhesivo.
- 2 tapas.
- 1 estilete de inserción de 1.0 mm ID.
- 1 tunelizador.
- 1 aguja de introducción 18 G (1.3 mm OD, 1.0 mm ID) x 70 mm.
- 1 bisturí con bioseguridad.
- 1 dilatador de 8 Fr (2.7 mm OD, 1.0 mm ID) de 20 cm de longitud.
- 1 dilatador Dialator™, 10-12 Fr (4.0 mm OD, 1 mm ID) de 15 cm de longitud.
- 1 guía tipo J roller (3 mm de radio) de 70 cm centimetrada.
- 1 Válvula introductora AirGuard™ con funda desplegable de 15 Fr (5.8 mm OD, 5.0 mm ID, 13 cm de longitud) con dilatador (1.0 mm ID)
- 1 aguja de introducción con bioseguridad de 18 G (1.3 mm OD, 1.0 mm ID) x 70 mm.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

Empaque

El producto viene embalado en caja de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.