

# AGUJA GRIPPER PLUS CON O SIN Y

MARCA: ICU MEDICAL  
PROCEDENCIA: EEUU

Agujas Huber diseñadas para una inserción segura en los sistemas de acceso implantables, permitiendo la administración parenteral de medicamentos, fluidos, soluciones nutritivas y para la toma de muestra de sangre venosa, sin dañar el septum del reservorio.

## Características

- Corresponde a una aguja non-coring, no siliconada, de acero inoxidable, que presenta una plataforma acolchada para la estabilización de la aguja y la protección del sitio de acceso.
- Aguja con sistema de bioseguridad activo.
- Conector de acceso sin aguja para un acceso fácil y seguridad.
- Confirmación audible (Click) y visual sobre la seguridad.
- Tiene una agarradera moldeable y removible que facilita el uso en enfermería, junto con un conector luer-lock totalmente roscado para minimizar las fugas y la desconexión.
- La tubería de extensión que presenta es libre de látex y el conducto plastificado es sin DEHP.
- La tubería es resistente a estrangulamiento y esta plastificado con triocitiltrimelitato (TOTM).
- La presentación con conexión en Y tiene extensión con conector luer-lock y cubierta de inyección.
- Clamp identificable por color según calibre. Tapa de goma en el trayecto. Es compatible con taxol y lípidos.
- Cebado:
  - 0.5 ml (con Y).
  - 0.3 ml (sin conexión en Y).

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.



Calibre	Longitud	Color de la Abrazadera	Número de Pedido	
			Sitio en "Y"	Sin Sitio en "Y"
19	3/4"	crema	21-2968	21-2768
19	1"	crema	21-2969	21-2764
19	1 1/4"	crema	21-2970	21-2765
20	5/8"	amarillo	21-2964	21-2769
20	3/4"	amarillo	21-2965	21-2767
20	1"	amarillo	21-2966	21-2762
20	1 1/4"	amarillo	21-2967	21-2763
22	5/8"	gris oscuro	21-2960	21-2770
22	3/4"	gris oscuro	21-2961	21-2766
22	1"	gris oscuro	21-2962	21-2760
22	1 1/4"	gris oscuro	21-2963	21-2761

## Esterilización

Producto desechable estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno

## Empaque

El producto viene embalado en caja de 12 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

## Certificaciones

- ISO 13485
- FDA