

CÓDIGO: HPC 1609 / HPC1809

MARCA STERYLAB

PROCEDENCIA: ITALIA

Set desechable para biopsia hepática de acuerdo con el método Menghini convencional, desechable, estéril.

Características:

- Presenta una cánula con ultra afilado ultracortante que provee muestras simples y abundantes.
- Tapón interno especial que evita que la muestra de biopsia entre en la jeringa.
- Parada de los disparos de aspiración, que ofrece seguridad contra el desenganche accidental del vástago
- Presenta un dispositivo de bloqueo con resorte automático que garantiza una seguridad absoluta contra el desprendimiento accidental del pistón de la jeringa.
- El conjunto incluye: Jeringa de bloqueo automático de 12cc, cánula para biopsia, bisturí, aguja para solución salina
- Presenta limitador de profundidad.

Componentes

- Jeringa de bloqueo automático.
- Cánula para biopsia.
- Bisturí.
- Aguja.
- Solución fisiológica.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Presentación:

- **HPC1609:** 16G x 9 cm.
- **HPC1809:** 18G x 9 cm.

Certificaciones:

- ISO 90001:2008
- EC



Empaque

El producto viene embalado en caja de 25 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno. Libre de látex.