

# JAMSHIDI

**CÓDIGO: DJ4008X / DJ4011X / DJ2013X**

**MARCA:BD**

**PROCEDENCIA: EEUU.**

Aguja utilizada para biopsia y/o aspiración de médula ósea. Consta de una empuñadura, estilete y cánula varilla.

## Características

- Aguja estéril desechable de funcionamiento por rotación manual de la aguja.
- Diseñado en dos piezas ergonómicamente contorneado, con tapa giratoria cómoda.
- Permite una fácil penetración en el hueso y facilita la recuperación de las muestras de médula ósea, gracias al estilete de punta biselada de acero inoxidable AISI 304, de triple filo (tipo trocar) y cánula con punta en corona con triple filo y seis afiladas facetas de corte.
- Mango ligero de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno).
- Incluye varilla y guía con varilla.
- Adaptador para ajustarse a las jeringas luer lock.
- Aguja utilizada para biopsia y/o aspiración de médula ósea.
- Consta de una empuñadura, estilete y cánula varilla.
- Medidas:
  - DJ4008X : 8G x 4".
  - DJ4011X : 11G x 4".
  - DJ2013X : 13G x 2".

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.



## Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

## Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.