

JERINGA ENTERAL ENFIT MEDTEC

MARCA: MEDTEC

FABRICANTE: KDL - MEKON (SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP)

PROCEDENCIA: CHINA


Jeringa enteral desechable con conexión EnFit indicada para la entrega de medicación y nutrición enteral formulada, ya sea por vía oral o a través de un tubo de alimentación en el tracto gastrointestinal.

Características

- Jeringas estéril ISOSAF desechable, asociadas al uso de dispositivos ENFit 80369.
- Entregan seguridad, porque son diseñadas bajo normativa enfit evitando errores en la vía de administración.
- Material: PP, caucho de isopreno, aceite de silicona
- Material del pistón: caucho isopreno, libre de látex.
- Lubricación: Aceite de silicona DC 360.

Medidas Disponibles

- ESP01: Jeringa EnFit de un solo uso de 1ml.
Empaque caja 100 unidades.
- ESP03: Jeringa EnFit de un solo uso de 3ml.
Empaque caja 100 unidades.
- ESP05: Jeringa EnFit de un solo uso de 5 ml.
Empaque caja 100 unidades.
- ESP10: Jeringa EnFit de un solo uso de 10ml.
Empaque caja 100 unidades.
- ESP20: Jeringa EnFit de un solo uso de 20ml.
Empaque caja 100 unidades.
- ESP60: Jeringa EnFit de un solo uso de 60ml.
Empaque caja 50 unidades.



Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, estériles en óxido de etileno, libres de látex, ftalato y DEHP.

Empaque

El producto viene embalado en una caja en blisters unitarios estériles en óxido de etileno, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

Certificaciones

- 93/42/EEC
- ISO 13485
- ISO 7886-1
- BS 3221-7:1995

Almacenamiento

En un ambiente limpio, fresco y seco.